


Origin Dongle License 설치 가이드


1. 오리진 본사 홈페이지로 접속해서 로그인합니다. 로그인 계정이 없는 경우 'Create an account'를 눌러 회원가입 합니다.

www.originlab.com



2. 로그인 후, 우측 상단의 Try Origin For free 버튼을 누릅니다.

(* 오리진 설치파일은 당사에서 제공한 설치 미디어 USB에도 포함되어 있습니다)




2. 첫 번째 항목을 선택하고, 해당 소속 기관을 선택한 후 Continue 버튼을 누릅니다.


3. 아래와 같이 다운로드 옵션을 선택합니다.


Download Now 버튼을 누르면 zip 파일이 다운로드 됩니다. 대략 4분 정도 소요됩니다.

4. 다운로드 한 zip 파일을 압축해제 합니다. 폴더를 열어 setup.exe 설치 파일을 클릭합니다.




6. 다음의 설치화면 안내에 따라, 프로그램을 설치하시면 됩니다.





License Agreement에 동의합니다.



Install Product를 선택합니다.

Origin 2023

Customer Information
Please enter your information.

Please enter your name, the name of the company for which you work and the product serial number.

User Name:
JRMAX

Company Name:
JRMAX

Serial Number (enter full Serial Number using format xxxxx-xxxx-xxxxxxx):
GF3S5-6089-

InstallShield

< Back Next > Cancel

*Serial Number은 프로그램 설치 초기 과정에서 입력하는 라이선스 번호입니다.

당사에서 납품 드린 PDF 증서에 기재되어 있습니다.



OriginLab License Certificate

Licensee for SN: [REDACTED]
Organization: JRMAX
Contact name: JRMAX
E-mail address: origin@jrmax.co.kr
Phone number: 02-6933-0116

Product Information

Product type	License purchased
OriginPRO 2023 Dongle	1

Registration Information

Full SN	version	Dongle ID	Dongle Product Key	purchased	Option
GM3S5-6089-	10	118235	DC4B0DA6F3DE2CD4	1	1

Maintenance

Certificate Issued Date January. 1, 2023
Issued By OriginLab Corporation

FromDT	ToDT
01/02/2023	01/01/2024

[설치안내]

How to install <https://www.originlab.com/doc/License/Dongle-LIC>
License Registration https://www.originlab.com/www/product_registration/index.aspx
설치 프로그램 <https://www.originlab.com/demodownload.aspx>
사용법 동영상 (ENG) <https://www.originlab.com/index.aspx?go=SUPPORT/VideoTutorials>
사용법 동영상 (KOR) <https://originkorea.co.kr/32-2>

Registration Confirmation

You have provided the following registration information:

Name: JRMAX

Company: JRMAX

Serial Number: GF3S5-6089 [REDACTED]

Is this registration information correct?

Yes

No




서울시 강남구 밤고개로 1길 10, 현대벤처빌 1012호

TEL: 02-521-2115


www.jrmax.co.kr cafe.naver.com/originkorea

E-mail: origin@jrmax.co.kr

정보를 확인한 후 Yes를 누릅니다.







프로그램 설치 경로입니다.




SPSS Import 기능은 필요시 체크하여 함께 설치하시면 됩니다.

나머지 과정에서는 디폴트 값을 유지합니다.







설치 완료까지 약 5분 정도 걸립니다.



이 화면이 보이신다면 프로그램 설치가 정상적으로 완료된 것입니다.

이제 프로그램을 열어서 설치과정을 완료하시면 됩니다.

7. 시작 메뉴나 폴더에서 Origin을 클릭합니다.



User File Folder 경로입니다. 디폴트로 두고 OK를 누르면 프로그램이 열립니다.

8. 오리진 프로그램을 실행하면 License Activation 창이 뜹니다. Product Key 입력창에 제품 인증번호를 입력하여 라이선스를 활성화합니다.

License Activation

If Activation fails due to firewall, web server or internet access issues, a plain text URL will be generated so that you can get a license manually.

Press F1 for Help with Product Key

Enter Product Key below and click Activate

EE7C9E


Enter license text below and click OK

당사에서 납품 드린 PDF 증서의 Dongle Product Key를 입력하시면 됩니다.

Registration Information					
Full SN	version	Dongle ID	Dongle Product Key	purchased	Option
GM3S5-6089- 	10	118235	DC4B0DA6F3DE2CD4	1	1

정상적으로 License Activation을 하셨다면 아래와 같이 SUCCESS 메시지가 뜹니다.

오리진 프로그램을 종료하고, 동글 키를 컴퓨터의 USB 포트에 꽂고 프로그램을 다시 실행하여 오리진을 실행하시면 됩니다.



오리진 프로그램 설치가 모두 완료되었습니다! 수고하셨습니다.

