


Origin Multi-Seat Node-Locked License 사용자용 가이드


1. 오리진 본사 홈페이지로 접속해서 로그인합니다. 로그인 계정이 없는 경우 'Create an account'를 눌러 회원가입 합니다.

www.originlab.com



2. 로그인 후, 우측 상단의 Try Origin For free 버튼을 누릅니다.

(* 오리진 설치파일은 당사에서 제공한 설치 미디어 USB에도 포함되어 있습니다)




3. 첫 번째 항목을 선택하고, 해당 소속 기관을 선택한 후 Continue 버튼을 누릅니다.


4. 아래와 같이 다운로드 옵션을 선택합니다.


Download Now 버튼을 누르면 zip 파일이 다운로드 됩니다. 대략 4분 정도 소요됩니다.

5. 다운로드 한 zip 파일 압축해제 합니다. 폴더를 열어 setup.exe 설치 파일을 클릭합니다.




6. 다음의 설치 위저드 화면 안내에 따라, 프로그램을 설치하시면 됩니다.





License Agreement에 동의합니다.



Install Product를 선택합니다.

Origin 2023

Customer Information
Please enter your information.

Please enter your name, the name of the company for which you work and the product serial number.

User Name:
JRMAX

Company Name:
JRMAX

Serial Number (enter full Serial Number using format xxxxx-xxxx-xxxxxxx):
GF3S5-6089-

InstallShield

< Back Next > Cancel

*Serial Number은 프로그램 설치 초기 과정에서 입력하는 라이선스 번호입니다.

(Sn은 관리자에게 요청하시면 됩니다). 당사에서 납품 드린 PDF 증서에도 기재되어 있습니다.



OriginLab Corporation
 One Roundhouse Plaza, Ste 303
 Northampton, MA 01060 USA
 Phone: 413-586-2013
 fax: 413-585-0126
 Web: www.Originlab.com

OriginLab License Certificate

Licensee:	JRMAX Corp. Administrator: Adrien Park Email: origin@jrmax.co.kr Tel: 82-2-6933-0116
Licensor:	OriginLab Corporation One Roundhouse Plaza, Northampton, MA 01060 USA
Reference Code:	Invoice # PO #211032
Product(s):	2-Seats English OriginPro 2023 Multi-seat Node-Lock Permanent License-COM Serial number: GF3S5-6089-71 Reg Code: RD4C64E09D1DD667
Maintenance Period:	November 7, 2022 through November 6, 2023
Certificate Issued Date:	November 3, 2022
Issued By:	jenniferswick Originlab Corporation

→ 오리지인 설치 시 Serial Number를 입력하시면 됩니다.

Registration Confirmation

You have provided the following registration information:

Name:	JRMAX
Company:	JRMAX
Serial Number:	GF3S5-6089-

Is this registration information correct?


정보를 확인한 후 Yes를 누릅니다.




서울시 강남구 밤고개로 1길 10, 현대벤처빌 1012호
 www.jrmax.co.kr cafe.naver.com/originkorea

TEL: 02-521-2115

E-mail: origin@jrmax.co.kr







프로그램 설치 경로입니다.




SPSS Import 기능은 필요시 체크하여 함께 설치하시면 됩니다.

나머지 과정에서는 디폴트 값을 유지합니다.







설치 완료까지 약 5분 정도 걸립니다.



이 화면이 보이신다면 프로그램 설치가 정상적으로 완료된 것입니다.

이제 프로그램을 실행하여 설치과정을 완료하시면 됩니다.

7. 시작 메뉴나 폴더에서 Origin을 클릭합니다.



User File Folder 경로입니다. 디폴트로 두고 OK를 누르면 프로그램이 열립니다.

8. Origin 프로그램을 실행하면 License Activation 창이 뜹니다. Product Key 입력창에 제품 인증번호를 입력해야만 라이선스가 활성화됩니다. Product Key는 Activation단계에서 필요한 제품 인증번호입니다.

*Product Key는 오리진 본사 홈페이지에 라이선스를 등록한 관리 계정으로만 확인할 수 있습니다. S/n관리 담당자로부터 제공받은 Product Key를 입력하고 Activate를 누릅니다.

(* 참고: Primary-Product key: 영구 사용 / Home-Product key: 1년 사용)

License Activation

If Activation fails due to firewall, web server or internet access issues, a plain text URL will be generated so that you can get a license manually.

Press F1 for Help with Product Key

Enter Product Key below and click Activate


EE9A63F7F

Activate

Enter license text below and click OK

Cancel OK

인증과정이 정상적으로 진행되면 아래와 같이 SUCCESS 메시지가 뜹니다.



오리진 프로그램 설치가 모두 완료되었습니다! 수고하셨습니다.

