

Origin Network License 프로그램 설치 가이드

1. 오리진 본사 홈페이지로 접속하여 해서 로그인합니다. 로그인 계정이 없는 경우 'Create an account'를 눌러 회원가입 합니다.

www.originlab.com

OriginLab 30+ years serving the scientific and engineering community

Buy Now Try Origin for Free Watch Videos English

Products Apps Purchase Support Communities About Us Contact Us Search

Login

Don't have an account? [Create an account](#)

UserID or Email address

Password

Keep me signed in.

LOG IN

Forgot your password?

© OriginLab Corporation. All rights reserved.
Site Map | Privacy Policy | Terms of Use

2. 로그인 후, 우측 상단의 Try Origin For free 버튼을 누릅니다.

(* 오리진 설치파일은 당사에서 제공한 설치 미디어 USB에도 포함되어 있습니다)

OriginLab 30+ years serving the scientific and engineering community

Buy Now Try Origin for Free Watch Videos English

Products Apps Purchase Support Communities About Us Contact Us Search

Welcome Jay Kim

origin@jrmax.co.kr

View/Update my Profile

Change Password

Licensing

Register your product, access the license of your product.

Manage my License(s)

Customer Support

Submit a New Ticket

View My Ticket History

Downloads

Origin Current Version Installer

For Administrators

Maintenance Center

License Access Restrictions

Handle Product Keys request

3. 첫 번째 항목을 선택하고, 해당 소속 기관을 선택한 후 Continue 버튼을 누릅니다.

OriginLab 30+ years serving the scientific and engineering community

Buy Now Try Origin for Free Watch Videos English

Products Apps Purchase Support Communities About Us Contact Us Search

Thank you for your interest in downloading a trial version of Origin/OriginPro. The trial version is fully functional. Once installed, you can request a 21-day license.

Which best describes you?

I own Origin. I just want to download latest version installation files

I own/have used older version of Origin and I would like try Origin

I have NEVER used Origin

What is your sector? 해당 소속 기관 선택

Commercial

Government

Academic (Faculty, Postdoc, Staff)

Student

Continue

OriginLab 30+ years serving the scientific and engineering community

Buy Now Try Origin for Free Watch Videos English

Products Apps Purchase Support Communities About Us Contact Us Search

Origin/OriginPro Download

Continue to Download Trial

4. 아래와 같이 다운로드 옵션을 선택합니다.

OriginLab 30+ years serving the scientific and engineering community

Buy Now Try Origin for Free Watch Videos English

Products Apps Purchase Support Communities About Us Contact Us Search

My Profile Logout

Origin Download

1. Select to download the installer with or without the Help files. If you select the installer without the Help files, you can later obtain the Help files by selecting Help:Check for Updates in the Origin software.

With Help (~1.9 GB) Without Help (~652 MB)

2. File Format:

.zip .exe


Download now

With Help를 눌러 매뉴얼을 포함하여 다운로드 하고, 파일 포맷은 원하는 대로 선택합니다.


© OriginLab Corporation. All rights reserved. Site Map | Privacy Policy | Terms of Use


Download Now 버튼을 누르면 zip 파일이 다운로드 됩니다. 대략 4분 정도 소요됩니다.

5. 다운로드 한 zip 파일을 압축해제 합니다. 폴더를 열어 setup.exe 설치 파일을 클릭합니다.




6. 다음의 설치화면 안내에 따라, 프로그램을 설치하시면 됩니다.





License Agreement에 동의합니다.



Install Product를 선택합니다.

Origin 2023

Customer Information

Please enter your information.

Please enter your name, the name of the company for which you work and the product serial number.

User Name:
JRMAX

Company Name:
JRMAX

Serial Number (enter full Serial Number using format xxxxx-xxxx-xxxxxxx):
GF3S5-3089-

InstallShield

< Back Next > Cancel

*Serial Number은 프로그램 설치 초기 과정에서 입력하는 라이선스 번호입니다.

(S/n은 관리자에게 요청하시면 됩니다)

당사에서 납품 드린 PDF 증서에서도 기재되어 있습니다.



OriginLab Corporation
 One Roundhouse Plaza, Ste 303
 Northampton, MA 01060 USA
 Phone: 413-586-2013
 fax: 413-585-0126
 Web: www.Originlab.com

OriginLab License Certificate

Licensee: JRMAX Corp.
 Administrator: Adrien Park
 Email: origin@jrmax.co.kr
 Tel: 82-2-6933-0116

Licensor: OriginLab Corporation
 One Roundhouse Plaza, Northampton, MA 01060 USA
 Invoice #191960 PO #211032

Reference Code: 2-Seats English OriginPro 2023 New Network Permanent COM

Product(s): Serial number: GF3S5-3089-7
 2-Seats English OriginPro 2023 New Multi-Seat Node-Locked Home
 COM
 Serial number: GF3S5-6089-7 (expires 11/6/2023)
 Reg Code: RC9C76A5AE1DC4BA

Maintenance Period: November 7, 2022 through November 6, 2023

Certificate Issued Date: November 3, 2022

Issued By: jenniferszo
 Originlab Corporation

→ 오리진 설치 시 Serial Number을 입력하시면 됩니다.

Registration Confirmation

You have provided the following registration information:

Name: JRMAX
 Company: JRMAX
 Serial Number: GF3S5-3089-7


Is this registration information correct?

정보를 확인한 후 Yes를 누릅니다.




서울시 강남구 밤고개로 1길 10, 현대벤처빌 1012호
 www.jrmax.co.kr cafe.naver.com/originkorea

TEL: 02-521-2115
 E-mail: origin@jrmax.co.kr







프로그램 설치 경로입니다.




SPSS Import 기능은 필요시 체크하여 함께 설치하시면 됩니다.

나머지 과정에서는 디폴트 값을 유지합니다.







설치 완료까지 약 5분 정도 걸립니다.



이 화면이 보이신다면 프로그램 설치가 정상적으로 완료된 것입니다.

이제 프로그램을 실행하여 설치과정을 완료하시면 됩니다.


7. 시작 메뉴나 폴더에서 Origin을 클릭합니다.



User File Folder 경로입니다. 디폴트로 두고 OK를 누르면 프로그램이 열립니다.

8. Origin 프로그램을 실행하면 License Activation 창이 뜹니다. FlexLM 서버를 설치한 컴퓨터의 IP 주소를 입력하고 Update를 누릅니다.

(* FLEXlm Server IP 주소는 라이선스 관리자에게 문의하시기 바랍니다.)




The image shows a 'License Information' dialog box with the following fields and buttons:

- Name: JRMAX
- Company: JRMAX
- Serial Number: GF3S5-3089-7903000
- FLEXlm Server: 172.30.1.21
- TCP/IP Port: (empty)
- Buttons: Update, Cancel, Borrow...

Please enter the FLEXlm Server name or IP address, and TCP/IP Port number if required. Then click Update.

FlexLM 서버와 통신 되어 인증과정이 정상적으로 진행되면 아래와 같이 SUCCESS 메시지가 뜹니다.



The image shows an 'Attention!' dialog box with the following content:

- Message: Your license has been updated successfully.
- Button: 확인 (OK)

오리진 프로그램 설치가 모두 완료되었습니다! 수고하셨습니다.

